



УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ

14210 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
С.Зоригийн гудамж-2, Утас: +976-77111027

И-мэйл: info@fchm.edu.mn

2024. 08. 09 № 11342
танай —ны № —т

Г ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧ
БАЙГУУЛЛАГУУДАД

Г Тодруулгын хариу хүргүүлэх тухай

Тус эмнэлгээс зарласан УНТЭ/20240102045 дугаартай Зүрхний мэс засалд хэрэглэгдэх өндөр өртөгт эмнэлгийн хэрэгсэл, Унтэ/20240102038 дугаартай мэс заслын хэрэгсэл худалдан авах тендерт танай байгууллагаас 2024 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 0318/24а, мөн өдрийн 0317/24а дугаартай тодруулга авах тухай албан бичиг ирүүлсэн байна.

Албан бичгийн дагуу Зүрхний төв, Нүд судлалын мэс заслын тасгаас ирүүлсэн дараах тодруулгыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт / / хуудастай.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.ХИШИГЖАРГАЛ



002351

Д/Д	Тодруулга	Захилагчийн Хариулт
	Багц 1. 4 Дамжуулагч гуурс /Introducer radial 5F, 6Fr/	
	А. 10 см урттай интродусерийн оронд 11 см урттай интродюсер санал болгож болох эсэх	10 см -11 см урттай интродюсер санал болгож болно.
1	Б. Чиглүүлэгч 0.018*, 0.021*, 0.025" тус бүрүү байх гэж заажээ. /Эдгээр нь мөн Терумо уйлдвэрлэгчийн дамжуулагчийн хэмжээс байна./ 0.021" эсвэл 0.025"-тэй чиглүүлэгчийн аль нэтийг хэрэглэн интродюсер суулгасан ч 0.035"-тэй чиглүүлэгч ашиглах учраас чиглүүлэгчийн хэмжээг 0,021" эсвэл 0,025 инч санал болгож болох эсэх	Дан ганц Терумо компанийн техникийн тодорхойлолт бус өөр үйлдвэрлэгчийн техникийн тодорхойлолттой харьцуулан гаргасан болно.
	В. Хатгалтын зүй 22G, 21G, 20G гэсэн 3 төрөл байхаар заажээ. /Эдгээр нь мөн л Терумо үйлдвэрлэгчийн дамжуулагчийн хэмжээс байна/ 22G хатгалтын зүй нь micro riposte Snuffbox, захын arterийн судасны эмчилгээний үед маш цөөн хэрэглэдэг бол титмийн оношилгоо эмчилгээнд 20G эсвэл 21G хэмжээтэй хатгалтын зүй аль нэтийг хэрэглэж байна. 20G, 21G хоёр хэмжээсний аль байгааг хэрэглэсэн ч оношилгоо эмчилгээний бусад хэрэгслийг ашиглахад саадгүй байх туп 20G эсвэл 21G зүйтэй шууны дамжуулагч аль нэтийг санал болгож болох эсэх	22G 21G, 20G-ийн хатгалтын хурц зүү эсвэл хутгатай иж бурдэл байх, бусад оношилгоо, эмчилгээний хэрэгсэлтэйгээ уялдаж, саадгүй ашиглах боломтой, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх" гэж заасан нь зөвхөн Терумо үйлдвэрлэгчийн бус дүйцэхүйц гэж тодотгож заасны дагуу техникийн үзүүлэлтийг нотлох баримтлаар хангаж тус төндөрт оролцно уу.
	Түүнчлэн, 22G хэмжээтэй зүүг Дан ганц Терумо компанид зориулсан техникийн үйлдвэрлэдэг титмийн оношилгоо эмчилгээнд ашиглахгүй тул багцаас салгаж өгнө үү.	22G хэмжээтэй зүүг Дан ганц Терумо компанид зориулсан техникийн тодорхойлолт биш болохыг анхаарна уу. Өөр үйлдвэрлэгч зах зээл дээр байдаг тул багцаас салгаж боломжгүй байна.
	Багц 1. 5 Дамжуулагч гуурс /Introducer femoral 6Fr/	
	А. 25см урттай дамжуулагчийн оронд 23см урттайг санал болгож болох эсэх	А. 25см урттай дамжуулагчийн оронд 23см урттайг санал болохгүй, Техникийн тодорхойлолттой дүйцэхүй байна. Ихэвчлэн 25 см хэрэглэдэг, 23 см богинодох асуудал гарна.

<p>“ Б. Чиглуулэгчийн диаметрийг 0.035” гэж заажээ. Гүяны артери том тул 0.038"-тай чиглуулэгч ашиглан интродусер суургах боломжтой гүяны дамжуулагч санал болгож болох эсэх</p>	<p>Б. Чиглуулэгчийн диаметрийг 0.035" -ийг хүн бурут ихэвчлэн хэрэглэдэг. Харин цөөн ховор тохиолдолд 0.038-ийг хэрэглэдэг. Түгээмэл ашиглагдах биш учраас 0.035" -аар оролцно уу</p>
<p>Багц 2. 7 Тэлэгч катетр/баллоон /semi-complain balloon/</p>	<p>0.75мм, 0.85мм, 1.0мм, 1.25мм хэмжээтэй баллооныг мөн Багц 3-ын 6 дугаар бүтээгдэхүүнд авахаар заасан байгаа нь төөрөгдөл төрүүлэхүйц багцлалт болсон байх тул FDA хүлээн зөвшөөрөгдсөн баллооны стандартын техникийн тодорхойолт гаргаж өгсөн болно. Үүнтэй адил төстэй стандартын баллоноор оролцохгүй хүсэж байна.</p> <p>Багц 2-ын 7 дугаар бүтээгдэхүүний тодорхойолтоос хасн Багц 3-ийн 6 дугаарт нэмж нэгтгэж, биднийг багц 2-т дэлхийн топ үйлдвэрлэгчийн баллооныг санап болгох, тэгш өрсөдөх боломжоор хангаж өгнө үү.</p> <p>Багц 2. 8 Өндөр дараалтын тэлэгч баллоон /NC/</p>
<p>3 Багц 3-ын 6 дугаар бүтээгдэхүүнд тэлэгч катетр/баллоон /Non-compliant balloon/ -ийн диаметрийн хэмжээс 2.5, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0 гэж заасан байна. Дэлхий зах зээп дээр тэргүүлэгч Аббот (Abbott) Терумо (Япон) компаниуд 1.5-5.0мм баллооныг үйлдвэрлэдэг бол 6.0 мм диаметртэй баллооныг зөвхөн 4 Boston Scientific компани үйлдвэрлэдэг ба дистрибутор нь Санчир-Ундрах ХХК байна. Оргөн хэрэглэдэг баллооноор уг багцад өрсөлдөх боломжгүй байх тул 6.0мм баллооныг Багц 3-ын 7 дугаарт мөн давхар заасан байх тул Багц 2-ын 8 дугаараас хасч, Багц 3-ын 7 дугаарт нэмж нэгтгэн, биднийг багц 2 дугаарт өрсөлдөх боломжоор хангаж өгнө үү.</p>	<p>Б. Чиглуулэгчийн төв нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд, тасрагтгүй явууллахын тулд тус тендерийг зарласан болно.</p> <p>Судсан дотуурх оношилтоо, эмчилгээний өндөр өртөгт эмнэлгийн хэрэгслийн техникийн тодорхойоллогоод “Жигд тэлэгдэх (NC non-compliant Balloon catheter) өндөр дараалтын тэлэгч зонд катетер тэлэгдэх дээд хэмжээ 18atm доошгүй, Lesion empty profile болон Lowest crossing profile (нарийсалтай судсанд нэвтрэх хэмжээ) нь 0.017" / 0.43мм ихгүй судсанд нэвтрэх, 2 маркертай, 0.014" ичийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, Хэмжээ: 2.5мм, 3.5мм, 4.0мм, 5.0мм, 6.0мм диаметртэй, 6мм- 30мм уртын сонголтуудтай, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх” гэж заасан нь тодруулгад буй үйлдвэрлэгчийг тусгайлсан зааж өгөөгүй, дүйцэхүйц гэж тодотгон, бусад үйлдвэрлэгч нь тус тодорхойоллогод заасан барагааг үйлдвэрлэдэг тул ерсөлдөөнийг хязгаарлаагүй болно. Иймд тендерт оролцогч нь дэлхийн тэргүүлэгч брэндийн бүтээгдэхүүнийг техникийн тодорхойлон тус тендерт оролцно уу. Abbot NC treck neo /Abbott, medtronic, Boston зэрэг үйлдвэрлэгч байна./</p>

	Багц 2. 9 Эмэн бурхүүлтэй баллоон	
5	<p>"Эмэн бурхүүлтэй баллоон"-ын техникийн тодорхойлолтод transrax coating-тэй, platinum iridium баллоон санал болгох бол Эмэн бурхүүлтэй баллоон"-ын техникийн тодорхойлолтод transrax coating-тэй, platinum iridium адил бол нотлох баримтын хамт тендер шалгаруулалтад оролцож болно. FDA хүлээн зөвшөөрөгдсөн баллоны стандартын техникийн тодорхойлт гаргаж өгсөн болно. Үүнтэй адил төстэй стандартын баллоноор оролцохыг хүсэж байна.</p>	
	Багц 2. 10 Зурхний эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч	<p>"Зурхний эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч" \workhorse\ 0.014 180cm-300cm үзүүр нь шулгуун эсвэл J хэлбэртэй Hydrophilic бураээстэй, үзүүр хэсгийн эрчлээс нь Spine coil 20-28 cm, уян харимхай чанар сайн, X-гау-д тод хараадах чанар сайн Tip Radiopacity 3-5 см байх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан Rout, Rinate, Sion-тай дүйцэхүүц" гэж Асахи брэнд чиглүүлэгчийн хэмжээсийг яг таг заажээ. Асахи компанийн дистрибуютер нь Санчир ундрас ХХК байна. Уг техник үзүүлэлтээр энгийн чиглүүлэгч УНТЭ-ийн зурхний төв нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд, тасралтгүй явуулахын тулд тус тендерийг зарласан болно.</p> <p>Судсан дотуурх оношилгоо, эмчилгээний өндөр өртөгт эмнэлгийн чиглүүлэгчийн тодорхойлолтод "Эмчинпприм" чиглүүлэгч чиглүүлэгч</p>

6	<p>Асахи брэндийн чиглүүлэгч Spring coil 20-28 см байлдаг бол Abbott брэнд чиглүүлэгчийн Узүүрийн эрчлээс 3см байдаг бөгөөд энгийн Workhours\ чиглүүлэгчийн хувьд хангалтай гэж үздэг Abbott брэндийн тус чиглүүлэгчийг Монгол Улсад энэ төрлийн туслаамж үзүүлж буй Улсын Гуравдугаар төв эмнэлэг нь сүүлийн 10 гаруй жил, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэггүйд сүүлийн 5 жил, Эрдэнэ бусийн оношилгоо, орон нутгийн зарим эмнэлгүүдэд сүүлийн 2 жил тасралтгүй хэсэглэж байна. Иймд ажлын морь хэмээх чиглүүлэгчийн Узүүрийн эрчлээс Spring coil 20-28см гэсэн хэмжээсийг 3см -28 см болгох, Узүүрийн жинг 1,2гр - аас доош жинтэй энгийн чиглүүлэгчтэй ижил төхник Узүүлэлттэй багцлагдсан байгааг анхаарна уу.</p>	<p>(work horse): 0.014 * 180-300см, Узүүр нь шулувн эсвэл J хэлбэртэй, Hydrophilic бурээстэй, Узүүр хэсгийн эрчлээс нь (Spring coil) 20-28см уян, харимхай чанар сайн, X ray -д тод харгадах чанар сайн (Узүүрийн рентген тодрол - Tip Radiopacity 3-5 см), байх шаардлагатай байх, дээрх бүх Узүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан Route, Rinato, Sion -той дүйцэхүйц байх гэж дүйцэхүйц гэж тодоттон заасан байх тул техникийн тодорхойлолтод заасан Узүүлэлттэд нотлох баримтаар хангаж тус тендert оролцно уу.</p>
7	<p>Багц 2. 13 Титэм судасны эмтэй стент (DES)</p>	<p>"Титэм судасны эмтэй стент" -ийн техник тодорхойлолтод Sirolimus эсхүл Zotarolimus эмтэй гэж заасан байх бөгөөд тус бүтээгдэхүүнд Everolimus эмтэй стент адил бол нотлох баримтын хамт тус бүтээгдэхүүнд Everolimus эмтэй стент санал болгож тендер шалгаруулалтад оролцож болно. FDA хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмтэй стент стандартын техникийн тодорхойлолт гаргаж өгсөн болно. Үүнтэй адил төстэй стандартын эмтэй стентээр оролцохыг хүсэж байна.</p>

Тодруулга гаргасан. Зурхний Төвийн их Эмч  Б.Бум-Эрдэнэ