







ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦ-1 АРИУТГАЛЫН БОДИС

№	Нэр төрөл	Савлагаа	Хэрэглэгдэх зориулалт	Сард хэрэглэх хэмжээ	Жилд хэрэглэх хэмжээ	Чанарт тавих шалгуур	Зураг
1	Aniosyme synergy 5	5л	багаж болон дурангийн цэвэрлэгээнд	35 л	420 л	5 энзим агуулсан багаж цэвэрлэгээний детергент уусмал. Механик болон автомат угаалгын машинд тохиромтой	
2	Anioxyde 1000 LD	5л	өндөр түвшиний халдваргүйжүүлэх уусмал	25 л	300 л	халуунд мэдрэмтгий багажийг өндөр түвшинд халдваргүйжүүлэх	
3	Anioxyde 1000 LD-test	50ш	процент хянах тестр	25 ш	300 ш	15-60 секундын дараа унших	
4	Anios clean excel D	5л	дунд түвшиний халдваргүйжүүлэх уусмал	40 л	480 л	эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, туслах эд анги, мэдрэг багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх	
5	Opaster anios	5л	дуранг халдваргүйжүүлэх	75 л	900 л	уян дуранг халдваргүйжүүлэх	
6	Aniosyme prime	750 мл	багаж зөөвөрлөх, хадгалах, цуглуулахад	5ш	60 ш	бохир багажин дээр цус болон бусад органик материал хатаж наалдахаас хамгаалах	
7	deterganios	5л	хатуу гадаргуу халдваргүйжүүлэх	30 л	360 л	аппарат тоног төхөөрөмж болон бусад хатуу гадаргуу халдваргүйжүүлэх	
8	meditab	200 ш буюу 1фл	эмнэлгийн цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл болон хувцас угаалганд	13 фл	132 фл	эмнэлгийн орчин болон зөөлөн эдлэлийг халдваргүйжүүлэх	
9	жавелион	300ш буюу 1 фл	эмнэлгийн цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл	1 фл	10 фл	эмнэлгийн орчин халдваргүйжүүлэх	

БАГЦ-2 ТУСЛАХ ХЭРЭГСЭЛ

№	Нэр төрөл	Савлагаа	Хэрэглэгдэх зориулалт	Сард хэрэглэх хэмжээ	Жилд хэрэглэх хэмжээ	Чанарт тавих шалгуур
1	ариутгалын индикатор /дотор/	хайрцаг №250	ариутгалын үйл ажиллагаанд	850 ш	40 хайрцаг	химийн 6р зэрэглэлийн индикатор
2	ариутгалын индикатор /гадна/	боодол	ариутгалын үйл ажиллагаанд	17 боодол	204 боодол	химийн 1р зэрэглэлийн индикатор
3	Sonocheck	хайрцаг №30	халдваргүйжүүлэх үйл ажиллагаанд	30 ш	12 хайрцаг	Ультрасоник аппаратны үйл ажиллагаа шалгах
4	bowie disk	ш	автоклавын үйл ажиллагаанд	4 ш	48 ш	автоклавын уурын жигд нэвчилтийг хянах 2р зэргийн индикатор
5	биологийн индикатор	ш	автоклавын үйл ажиллагаанд	2 ш	24 ш	Бактерийн спор агуулсан уг индикатор нь ариутгалын автоклав бактерийн спорыг устгаж чадаж буй эсэхийг шалгах
6	цусны үлдэгдэл шалгах тест	хайрцаг №12	багажанд цус илрүүлэх	24 ш	24 хайрцаг	цусны үлдэгдэл илрүүлэх
7	уургийн үлдэгдэл шалгах тест	хайрцаг №20	багажанд уураг илрүүлэх	40 ш	24 хайрцаг	уургийн үлдэгдэл илрүүлэх
8	дуран угаах сойз	ш	дуран угаах	13 ш	156 ш	2,8мм*сойзны урт 2 см*сойзны нийт урт 2,3 метр, уян дуран угаах, сойзны өргөн-, үсний урт-, сойзны нийт урт
9	хөндийтэй багаж угаах сойз	ш	багаж угаах	17 ш	204 ш	сойзны өргөн-5, үсний урт-4см, сойзны нийт 40 см урт
10	багаж угаах хатуу үстэй сойз	ш	багаж угаах	13 ш	156 ш	үс хатуу эдэлгээ сайтай
11	Халдваргүйжүүлэх сальфетка	Боодол №50	гадаргуу, тоног төхөөрөмж цэвэрлэж халдваргүйжүүлэх	500 ш	120 боодол	Бүх төрлийн хатуу гадаргуу, хуванцар, металл түүний хольцтой эдлэлд тохиромжтой, Саармаг орчинтой бодис (агрисив бус), Спиртийн найрлагагүй, 60 gsm (190 x 260mm) хэмжээтэй, Нийлэг материалтай (50% вискоз, 50% Полиэфир), PHMB /полигексаметилены бигуанид/ агуулаагүй