

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦ-2 ТУСЛАХ ХЭРЭГСЭЛ

№	Нэр төрөл	Савлагаа	Хэрэглэгдэх зориулалт	Жилд хэрэглэх хэмжээ	Чанарт тавих шалгуур
1	ариутгалын индикатор /дотор/	хайрцаг №250	ариутгалын үйл ажиллагаанд	40 хайрцаг	химийн 6р зэрэглэлийн индикатор
2	ариутгалын индикатор /гадна/	боодол	ариутгалын үйл ажиллагаанд	204 боодол	химийн 1р зэрэглэлийн индикатор
3	Sonocheck	хайрцаг №30	халдваргүйжүүлэх үйл ажиллагаанд	12 хайрцаг	Ультрасоник аппаратны үйл ажиллагаа шалгах
4	bowie disk	ш	автоклавын үйл ажиллагаанд	48 ш	автоклавын уурын жигд нэвчилтийг хянах 2р зэргийн индикатор
5	биологийн индикатор	ш	автоклавын үйл ажиллагаанд	24 ш	Бактерийн спор агуулсан уг индикатор нь ариутгалын автоклав бактерийн спорыг устгаж чадаж буй эсэхийг шалгах
6	цусны үлдэгдэл шалгах тест	хайрцаг №12	багажанд цус илрүүлэх	24 хайрцаг	цусны үлдэгдэл илрүүлэх
7	уургийн үлдэгдэл шалгах тест	хайрцаг №20	багажанд уураг илрүүлэх	24 хайрцаг	уургийн үлдэгдэл илрүүлэх
8	дуран угаах сойз	ш	дуран угаах	156 ш	2,8мм*сойзны урт 2 см*сойзны нийт урт 2,3 метр, уян дуран угаах, сойзны өргөн-, үсний урт-, сойзны нийт урт
9	хөндийтэй багаж угаах сойз	ш	багаж угаах	204 ш	сойзны өргөн-5, үсний урт-4см, сойзны нийт 40 см урт
10	багаж угаах хатуу үстэй сойз	ш	багаж угаах	156 ш	үс хатуу эдэлгээ сайтай
11	Халдваргүйжүүлэх сальфетка	Боодол №50	гадаргуу, тоног төхөөрөмж цэвэрлэж халдваргүйжүүлэх	120 боодол	Бүх төрлийн хатуу гадаргуу, хуванцар, металл түүний хольцтой эдлэлд тохиромжтой, Саармаг орчинтой бодис (агрисив бус), Спиртийн найрлагагүй, 60 gsm (190 x 260mm) хэмжээтэй, Нийлэг материалтай (50% вискоз, 50% Полиэфир), РНМВ /полигексаметилены бигуанид/ агуулаагүй