

**БАГЦ29. ЛАБОРАТОРИЙН НЭГ УДААГИЙН ХЭРЭГСЛҮҮД**

Д/д	Эмийн нэр	Тун хэмжээ	Савлалтын хэлбэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо хэмжээ
1	Вакумтейнер /улаан/	№100		хайрцаг	<b>5мл</b>	600
2	Вакумтейнер /цэнхэр /	№100		хайрцаг	<b>3мл</b>	300
3	Вакумтейнер /ягаан /	№100		хайрцаг	<b>3мл</b>	600
4	Вакумтейнер /шар /	№100		хайрцаг	<b>5мл</b>	200
5	Вакумтейнерийн зүү	№100		хайрцаг		600
6	Цэнхэр хошуу	№500		хайрцаг		10
7	Шар хошуу	№1000		хайрцаг		10
8	Ариутгасан эппиндорф	№500	1.5 мкл	хайрцаг		50
9	Ариутгасан эппиндорф	№1000	0.2 мкл	хайрцаг		20
10	Нэг удаагийн хөвөн бамбар (with tube )	<b>№1</b>		<b>ширхэг</b>		<b>3,000</b>
11	Эрэгтэй мазокны ариун бамбар	<b>№1</b>		<b>ширхэг</b>		<b>3,000</b>
12	Нэг удаагийн бактерийн гоццоо	№20	1 мкл	хайрцаг		1,000
13	Нэг удаагийн бактерийн гоццоо	№20	10 мкл	хайрцаг		500
14	Нэг удаагийн пипетка	№100	5 мл	хайрцаг	хуванцар	3
15	Нэг удаагийн петрийн аяга	<b>№1</b>	<b>90 мм</b>	<b>ширхэг</b>		<b>20,000</b>
17	Пергаментийн цаас			кг		2
18	Автоклавт ордог ариутгалын уут	№50		хайрцаг	<b>60*80 хэмжээтэй</b>	5
19	Нэг удаагийн хөвөн бамбар(without tube)	№100		хайрцаг	<b>Нэг нэг ширхэгээр цаасан уутанд савлагдсан</b>	3,000
20	ариутгасан хуруу шил	№100		хайрцаг	<b>хоосон хуруу шил 3мл</b>	200

**БАГЦ 33-2. Нэгдсэн лаборатори гематологийн аппаратны нэг удаагийн хэрэгсэл**

1	SWELAB alfa гематологийн хагас автомат аппарат хаягдлын насос /Waste pump/			ширхэг	Сорьц болон систем дахь хаягдлыг гадагшлуулах зориулалттай сөрөг даралт үүсгэдэг 24V ийн хүчдэлд ажилладаг, вакуум 500бар хүртлэх хүчтэй байх, 2 оролт , гаралттай байх	3
2	SWELAB alfa гематологийн хагас автомат аппарат улаан эс тоолох хундага			ширхэг	24 V д ажилладаг , гэрлийн үүсгүүрийн тусламжтай тоолох үйлдэл хийдэг байх	3
3	<b>SWELAB alfa гематологийн хагас автомат аппарат цагаан эс тоолох хундага</b>			<b>ширхэг</b>	<b>25 V д ажилладаг , гэрлийн үүсгүүрийн тусламжтай тоолох үйлдэл хийдэг байх</b>	<b>1</b>
4	SWELAB alfa гематологийн хагас автомат аппарат агаарын насос /Air pump/			ширхэг	Ажиллах хүчдэл 24V , 300 BAR эерэг даралт үүсгэх чадалтай байх.	2
5	SWELAB alfa гематологийн хагас автомат аппарат зүүний мотор /needle motor/			ширхэг	24 V д ажилладаг, моторын эргэл 120 эр/мин, хагас эргэлт хийх боломжтой, толгойн хэсэг ойр хэлбэрийн 36 шүдэй жижиг хэмжээний ременин дамжуулгад холбогддог байх.	2
6	SWELAB alfa гематологийн хагас автомат аппарат зүүн /needle /			ширхэг	8см -ийн урттай , хурц үзүүртэй байх, автомат уншигчид зориулагдсан байх	3
7	SWELAB alfa гематологийн хагас автомат аппарат мембран памп /membran pump/			ширхэг	Хуванцар гэртэй үйлдвэрээс битүүмжлэгдсэн вакуум үүсгэх зориулалттай , 24 V д ажиллах боломжтой байх.	1