

Цээжний хөндийн “гахайн сүүл” хэлбэрийн гуурсны /Pig tail chest tube/ техникийн тодорхойлолт

№	Эмийн нэр	ОУ-нэршил	тун	хэлбэр	Хэмжих нэгж	Чанарын үзүүлэлт	тэмдэглэл
1	Цээжний хөндийн “Гажайн сүүл” хэлбэрийн гуурсны иж бүрдэл	Percutaneous Pigtail chest Set		1 удаагийн	ширхэг	ISO,CE, TUV	Хатгалтын иж бүрдэл цээжний хөндийд байршуулах гуурс, ариун уут, тэлэгч, уян чиглүүлэгч, хатгалтын зүү диаметр- 8-10fr , урт- 20-30см Нэмэлт: Ижил төрлийн, ижил хэмжээтэй цээжний хөндийд хэрэглэх зориулалт бүхий гуурсны иж бүрдэл /Chest tube set/ байж болно.