



“ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХ” ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНД  
ШААРДАГДАХ ЭМ ЭМНЭЛГИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

**Нийт төсөв: 38 700 000 төгрөг**

№	Хэрэглэгдэхүүний нэрс	Хэмжих нэгж	Савлалт	Тоо хэмжээ	Тавигдах шаардлага
1	Тэмбүүгийн тест	ширхэг	кассет	6000	-Тэмбүүгийн халдварыг цусанд илрүүлдэг - Нэг удаагийн түргэвчилсэн оношлогооны -Кассетан тест -Хадгалах температур: 20-30 °C -3 дусал цусанд үзэх боломжтой
2	Заг хүйтний тест	ширхэг	кассет	3600	-Заг хүйтний халдварыг цусанд илрүүлдэг -Нэг удаагийн түргэвчилсэн оношлогооны -Кассетан тест -Хадгалах температур: 20-30 °C
3	ТРНА	хайрцаг	№200	25	Биохимийн анализаторит зориулагдсан
4	RPR	хайрцаг	№500	20	
5	Вакуум тейннер, зүү	хайрцаг	№100	90	-100 ширхэгээр савлагдсан -5мл хэмжээтэй. -Нэг удаагийн зүүтэй -Таглаатай
6	Өндөг цоологч	хайрцаг	№50	120	-Өндөг цоолоход зориулагдсан -Нэг удаагийн зориулалттай
7	Тавиур шил	хайрцаг	№50	175	-Хэмжээ 25,4*76,2мм -Зузаан 1-1,2мм
8	Шинжилгээний савх /эрэгтэй/	багц уут	№100	40	-Эрэгтэйчүүдийн үзлэг хийхэд зориулагдсан -Тус бүртээ ариун савлагаатай байх -Хэмжээ 12x75 мм
9	Шинжилгээний савх /эмэгтэй/	багц уут	№100	120	-Эмэгтэйчүүдийн үзлэг хийхэд зориулагдсан -Хэмжээ 12x150 мм

10	Үзлэгийн бээлий	хайрцаг	№50	200	-Нэг удаа хэрэглэгдэх -Талькгүй -Хэмжээ дунд (M), жижиг (S)
11	Үзлэгийн толь	хайрцаг	№100	40	-Эмэгтэйчүүдийн үзлэг хийхэд зориулагдсан, -Нэг удаагийн, ариун байх -Хуванцар материалтай -Хэмжээ: S
12	Хөвөн	ширхэг	50гр	20	Нягтаршил сайтай, бургигдаггүй байх Хувийн жин нь 50 грамм
13	Спирт	литр	-	10	-76 хувийн найрлагтай
14	Тэмбүүгийн иммуноглобулин M,G	ширхэг	-	5	-
15	U ёроолтой панел /тагтай/	ширхэг	-	20	Бусад туслах хэрэглэгдэхүүн чанарын шаардлаг хангасан байх
16	Шар хошуу		№1000	10	
17	Грамм будаг	ширхэг	250мл	20	
18	Иммерсоны мазь	ширхэг	100мл	10	
19	Шилний харандаа	ширхэг	-	10	

“ ХАЛДВАРТ БОЛОН ХАЛДВАРТ БУС ӨВЧНИЙГ БУУРУУЛАХ ” ТӨСЛИЙН  
ХҮРЭЭНД БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ  
ТӨВИЙН ХҮҮХДИЙН ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН КАБИНЕТЭД  
ХЭРЭГЛЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ,  
ТОДОРХОЙЛОЛТ, ХҮЧИН ЧАДАЛ

№	Хэрэгслийн нэр төрөл	Хэрэгслийн зураг	Барааны техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг
1	Оношлогоо, эмчилгээний ширээ UE-3000		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Сорох систем нь 100л/мин хүчин чадалтай</li> <li>-Шүрших систем нь 1 минутанд 10 литрээр шүрших хүчин чадалтай байх</li> <li>-Шүршигчийн тоо хэмжээ: шулуун: 2ш, муруй: 1ш</li> <li>-Самбарууд нь Бүх хэсгүүддээ мэдрэгчтэй</li> <li>-Хэмжээ: <ul style="list-style-type: none"> <li>өргөн-1056мм</li> <li>урт -572мм</li> <li>өндөр - 800мм</li> </ul> </li> <li>-Хувийн жин: 110кг</li> <li>-Цахилгаан эх үүсвэр: 220 вольтоор ажилладаг байх</li> <li>-Эрчим хүчний хэрэглээ: 1500 ватт</li> </ul>	1
2	Өвчтөний сандал MC-4000		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Цахилгаан эх үүсвэр нь 220 вольтоор ажилладаг байх</li> <li>-Эрчим хүчний хэрэглээ: 800ватт</li> <li>-Эргэлт нь 340 градусаар эргэгддэг байх</li> <li>-Дээшээ өргөх доошоо буулгах болон хэвтүүлж, босгох автомат тохируулгатай байх</li> <li>-Гарын түшлэг нь 360 градусаар эргэгддэг байх</li> <li>-Толгойн түшлэгийг тохируулж болдог байх</li> <li>-Суудлын өндөр-540мм,</li> <li>-Нурууны түшлэгийн өндөр-1320мм</li> <li>-Хувийн жин 10,5кг</li> <li>-Хөлийн гишгүүр нь өөрөөсөө холбогдсон байх</li> </ul>	1

с.о.о.

3	Эмчийн сандаг MS-501		-360 градусын эргэлтээр чөлөөтэй хөдөлж, хөлний дугуйн дээрээ өвчтөний суудал, үзлэгийн ширээний хооронд эмч суудал дээрээ чөлөөтэй хөдлөхөд тохиромжтой байх	1
---	----------------------------	---	---	---