

**Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв**

**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Д.д	Бараа материалын нэр	Тун хэмжээ	Хэлбэр	хэмжих нэгж		Тайлбар	Дээж ирүүлэх
<b>Багц 4 Антибиотик №4 импорт</b>							
1	Иминенем	1гр	фл	Ширхэг	200.00		Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
2	Меропенем	1гр	фл	Ширхэг	600.00		Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
	<b>Дүн</b>				<b>800.00</b>		
<b>Багц: 5. Унтуулах, хорт, сэтгэцэт нөлөөт эм. Гадаад</b>							
1	Галоперидол	5мг	шахмал	Ширхэг	300.00		Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
2	Кетамин	50 мг-10мл	ам	Ширхэг	1,000.00		Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
3	Мидазолам	5мг/мл-1мл	фл	Ширхэг	150.00		Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
4	Амитриптиллин	10мг	шахмал	Ширхэг	200.00		Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
5	Фенобарбитал	5мг	шахмал	Ширхэг	250.00		Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
6	Тиопентанил натри	1.0	фл	Ширхэг	2,000.00		Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
7	Дроперидол	25мг-5мл	фл	Ширхэг	3,000.00		Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
8	Левомепромазин	25мг	шахмал	Ширхэг	500.00		Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
9	Эфедрин г/х	30мг-1мл	ам	Ширхэг	500.00		Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
10	Парацетамол + кодеины фосфат 1/2	1060 мг	лаа	Ширхэг	700.00		Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
	<b>Дүн</b>				<b>8,600.00</b>		
<b>Багц: 6. Мэдээгүйжүүлэх Гадаад</b>							
1	Ропивакайн	2мг/мл-10мл	ам	Ширхэг	1,500.00		Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
	<b>Дүн</b>				<b>1,500.00</b>		
<b>Багц 50. Газ плазм ариутгалын индикатор, тест Гадаад</b>							
1	H202кассет /Газ плазм shinva (PS100xp)/	6.48x102г/п-7.75x102г/п		Ширхэг	70.00	/Газ плазм shinva-д таарахуйц, Устөрөгчийн хэт ислийн үр дүнтэй	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
2	Хийн уут /Газ плазм shinva (PS100xp)/	7.5мм*100	Рулон	Ширхэг	10.00	Рулон материалаар хийгдсэн хажуу зах ирмэгтээ индикатортой тохирох	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
3	Хийн уут /Газ плазм shinva (PS100xp)/	20мм*100	Рулон	Ширхэг	15.00	Рулон материалаар хийгдсэн хажуу зах ирмэгтээ индикатортой тохирох	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
4	Хийн уут /Газ плазм shinva (PS100xp)/	25мм*100	Рулон	Ширхэг	10.00	Рулон материалаар хийгдсэн хажуу зах ирмэгтээ индикатортой тохирох	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
5	Хийн уут /Газ плазм shinva (PS100xp)/	30мм*100	Рулон	Ширхэг	15.00	Рулон материалаар хийгдсэн хажуу зах ирмэгтээ индикатортой тохирох	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
6	Хийн уут /Газ плазм shinva (PS100xp)/	35мм*100	Рулон	Ширхэг	5.00	Рулон материалаар хийгдсэн хажуу зах ирмэгтээ индикатортой тохирох	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
7	Хийн уут /Газ плазм shinva (PS100xp)/	15мм*100	Рулон	Ширхэг	10.00	Рулон материалаар хийгдсэн хажуу зах ирмэгтээ индикатортой тохирох	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
8	Хийн уут /Газ плазм shinva (PS100xp)/	10мм*100	Рулон	Ширхэг	25.00	Рулон материалаар хийгдсэн хажуу зах ирмэгтээ индикатортой тохирох	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
9	Туузан индикатор /Газ плазм shinva (PS100xp)/	19мм*50м	Хайрцаг	Ширхэг	15.00	нэгдүгээр зэрэглэлийн туузан багажны гална боолтыг наах	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
10	Биологийн индикатор /Газ плазм shinva (PS100xp)/	№25	Хайрцаг	Ширхэг	36.00	Газ плазмын бактерийн спор устаж буй эсэхийг шалгах зориулалттай	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
11	Дотор хайлдаг индикатор /Газ плазм shinva (PS100xp)/	№200	Хайрцаг	Ширхэг	200.00		Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
12	Жижиг хэвлэх цаас /Газ плазм shinva(PS100xp)/	60*20		Ширхэг	20.00	Газ плазмд таарах 60*20 хэмжээтэй хэвлэн гаргах зориулалттай	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн
13	Том хэвлэх цаас /Уурын автоклав, Shinva MAST-A650/	12	Хайрцаг	Ширхэг	20.00	Уурын автоклавд таарах 110*20 хэмжээтэй хэвлэн гаргах	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задраагуй, хаяг шошго харагдахуйц бүрэн

14	Биологийн индикатор /Уурын автоклав, Shinya MAST-A650/ ДҮН	№25	Хайрцаг	Ширхэг	60.00	Автоклавын бактерийн спор устаж буй эсэхийг шалгах зорилготойтай	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задрааггүй, хаяг шошго харагдахүйц бүрэн
<b>Багц 54. Нунтаг, спиртэн бэлдмэл болон тосон бэлдмэл. Дотоод</b>							
1	Вазелин	кг	кг	Ширхэг	40.00	Тосон	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задрааггүй, хаяг шошго харагдахүйц бүрэн
2	Пергидрол	0.3	литр	Ширхэг	300.00	Шингэн	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задрааггүй, хаяг шошго харагдахүйц бүрэн
3	Спирт денатурат	76%	литр	Ширхэг	1,400.00	Шингэн	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задрааггүй, хаяг шошго харагдахүйц бүрэн
4	Спирт денатурат	96%	литр	Ширхэг	300.00	Шингэн	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задрааггүй, хаяг шошго харагдахүйц бүрэн
5	Парафин	кг	кг	Ширхэг	20.00	Тосон	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задрааггүй, хаяг шошго харагдахүйц бүрэн
<b>ДҮН</b>					<b>2,060.00</b>		
<b>Багц 64. Чих хамар хоолойн дагалдах хэрэгсэл</b>							
1	Хамтрын таславч хамгаалагч	septum splint		ширхэг	50.00	Ариун нэг удаагийн / Европын холбооны стандарт хангасан /	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задрааггүй, хаяг шошго харагдахүйц бүрэн
2	Дунд чихний агааржуулагч титан гуурас	Tube		ширхэг	6.00	Ариун нэг удаагийн	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задрааггүй, хаяг шошго харагдахүйц бүрэн
3	Хамрын чихээс	Visco 10 мл		ширхэг	400.00	Ариун нэг удаагийн	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задрааггүй, хаяг шошго харагдахүйц бүрэн
4	Хамрын гипс			ширхэг	150.00	Ариун нэг удаагийн	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задрааггүй, хаяг шошго харагдахүйц бүрэн
5	Цус тогтоогч	celita -sponge		ширхэг	50.00	Ариун нэг удаагийн	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задрааггүй, хаяг шошго харагдахүйц бүрэн
6	Түлэнч хошуу	18 см урт		ширхэг	50.00	Нэг удаагийн ариун соруулаад түлдэг хошуу	Дээжийг тоо ширхгийн дагуу, савлагаа бүрэн задрааггүй, хаяг шошго харагдахүйц бүрэн
<b>Дүн</b>					<b>706.00</b>		
<b>Багц 71. Гематологийн бүрэн автомат Sysmex XN-550 анализаторын урвалж</b>							
1	Оношлуур						
1	CELLPACK DCL	20л	литр	Ширхэг	100.00		
2	SULFOLYSER	1.5л*2	литр	Ширхэг	12.00		
3	Lysercell WDF	2л*2	литр	Ширхэг	20.00		
4	Fluorocell WDF	42мл*2	литр	Ширхэг	16.00		
5	CELLPACK DFL	1.5л*2	литр	Ширхэг	16.00		
6	Fluorocell RET	12мл*2	литр	Ширхэг	12.00		
7	XN Check L1	1.3мл*8	литр	Ширхэг	24.00		
8	XN Check L2	1.3мл*8	литр	Ширхэг	24.00		
9	XN CHECK BF	3	литр	Ширхэг	2.00		
10	XN CAL	3мл*3	литр	Ширхэг	2.00		
11	CELLCLEAN AUTO	4мл*20	литр	Ширхэг	6.00		
12	Cassette E-Ca 25	1x25	литр	Ширхэг	20.00		
13	Assy Gas Bottle TS2	ширхэг		Ширхэг	6.00		
14	AIR VALVE WT[V013-PEL-FKM	ширхэг		Ширхэг	1.00		
15	LVM11-6B2-XS2 SOLENOILD VALVE	ширхэг		Ширхэг	1.00		
16	ASP ASSY	ширхэг		Ширхэг	1.00		
17	AIR PUMP SET NO1	ширхэг		Ширхэг	1.00		

18	kasperske multi device	ширхэг		Ширхэг	1.00		
19	Kingstone 240 GB HDD SSD	ширхэг		Ширхэг	1.00		
	<b>Дүн</b>				<b>266.00</b>		
<b>Багц 77. Цус цусан бүтээгдэхүүн</b>							
1	Даршилсан улаан эс RhD/-/	250-400гр		Ширхэг	30.00		
2	Даршилсан улаан эс RhD/+/	300гр		Ширхэг	3,200.00		
3	Ялтас эсийн өтгөрүүлэг	200-300 гр		Ширхэг	50.00		
4	Улаан эсийн өтгөрүүлэг	200гр		Ширхэг	5.00		
5	Хувийн тохироо улаан эс			Ширхэг			
6	Угаасан улаан эс	100-280гр		Ширхэг	50.00		
7	Цагаан эсгүйжүүлсэн улаан эс	90-280гр		Ширхэг	300.00		
8	Цагаан эсгүйжүүлсэн улаан эсийн өтгөрүүлэг	90-280гр		Ширхэг	40.00		
9	Хөлдөөсөн шинэ сийвэн	180-250гр		Ширхэг	3,500.00		
10	К-сийвэн	130-200гр		Ширхэг	500.00		
11	Туяагаар шарсан ЯЭӨ	50-350 гр		Ширхэг	110.00		
12	Нэгтгэж савалсан криопреципнат	45 гр		Ширхэг	300.00		
13	Криопреципнат	15 гр		Ширхэг	100.00		
14	Стандарт улаан эс /цомог/	10 гр		Ширхэг	48.00		
15	Аферезийн аргаар бэлтгэсэн ЯЭӨ	400 гр		Ширхэг	5.00		
16	Эмгэгтөрүүлэгчийг идэвхижүүлсэн ХШС			Ширхэг	5.00		
17	Эмгэгтөрүүлэгчийг идэвхижүүлсэн ЯЭӨ			Ширхэг	5.00		
	<b>Дүн</b>				<b>8,248.00</b>		